


Teie komplektis on:



1 Uriinikatsuti




1 Transpordikatsuti



1 Saateleht



1 Tagastusümbrik



1 Kilekott



1 Uriini proovi tops



- Võtke hommikune ärkamise järgne uriin.
- Urineerige (kuni poolt topsi) esmajoa uriini (uriinijoa algusosa) proovitopsi



- Eemaldage katsuti kollane kork.
- Pange kõrs uriini sisse katsutisse ja aspireerige uriin.



- Sulgege katsuti uuesti sama kollase korgiga. Rebige valge kleebis maha.



- Asetage uriini katsuti transpordikatsutisse ja sulgege kaas korralikult.



- Täitke saateleht ja pange oma allkiri alla.
- Ärge unustage oma e-posti aadressi ja sünniaega!



- Asetage transpordikatsuti koos katsutiga spetsiaalsesse proovivõtukomplektiga kaasas olevasse kilekotti. Veenduge, et see on korralikult suletud.
- Pange nüüd kõik tagastusümbrikusse (ka saateleht!) ja saatke samal päeval laborisse.

Tagastamine on tasuta, tagastuskleeps on pakiga kaasas.